

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI CEPPI VIRALI
DEI VACCINI INFLUENZALI PER LA STAGIONE 2025-2026

TITOLARE AIC	MEDICINALE	CODICE AIC		CONFEZIONE
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	017	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con sistema luer lock con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	029	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro con sistema luer lock con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	031	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con sistema luer lock con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	043	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con sistema luer lock senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	056	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro s con sistema luer lock senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	068	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con sistema luer lock senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	070	"0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON AGO DI SICUREZZA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	082	"0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON AGO DI SICUREZZA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	014	"Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	026	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	038	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	040	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro senza ago
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	053	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con ago separato
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	065	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con ago separato



SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	013	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In Siringa Preriempita" 1 Siringa Da 0,7 mL In Vetro Senza Ago con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	025	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In Siringa Preriempita" 5 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro Senza Ago con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	037	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In Siringa Preriempita" 10 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro Senza Ago con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	049	"«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In siringa Preriempita» 1 Siringa Da 0,7 mL In Vetro Con Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	052	«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In siringa Preriempita» 5 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro Con Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	064	«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In siringa Preriempita» 10 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro Con Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	138	"60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,7 ml in vetro con sistema Luer Lock con 1 ago di sicurezza
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA TETRA	048644	140	"60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,7 ml in vetro con sistema Luer Lock con 10 aghi di sicurezza
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	018	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	020	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	032	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	044	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	057	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	069	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	071	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 1 AGO DI SICUREZZA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	083	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 10 AGHI DI SICUREZZA



VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	012	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	024	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	036	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	048	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	016	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	028	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	030	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con 2 aghi
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	042	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	055	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago051402028
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	036	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	048	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	051	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	063	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite con 10 aghi
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 2 aghi
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	014	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	026	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	038	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	040	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago

25A04911

